



# ACTILOG Bed Exit

Das **ACTILOG Bed Exit** ist ein intelligentes Alarmsystem, zur 360° Überwachung von sturzgefährdeten Menschen, das selbst unter einer Wechseldruckmatratze zuverlässig funktioniert.

Es ist ideal für die Nachrüstung, da es mit jedem Bett funktioniert und komplett Batterie betrieben ist. Mittig unter die Matratze gelegt, meldet es per Funk zuverlässig jeden Bettausstieg, egal über welche Bettseite der Ausstieg erfolgt.

Durch Platzierung im Kopf-/Schulterbereich ist auch eine Aufrichtalarmierung möglich.

## EINSATZGEBIETE

Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen,  
Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege,  
Übergangs- und Langzeitpflege,  
Krankenhäuser und Kliniken,  
Psychiatrische Einrichtungen,  
Betreute Wohneinrichtungen für Senioren,  
Häusliche Pflege (AAL)



## EIGENSCHAFTEN

- ✓ **kompatibel**  
durch Verwendung verschiedenster Funkempfänger, wie Steckdosen-, Ruf- oder Alarmempfänger
- ✓ **robust, flach, leicht**  
austauschbarer, wasserfester Bezug, 80 x 70 x 1 cm, nur 1,5 kg mit geringem Auslösgewicht
- ✓ **einfache und flexible Montage (Plug & Play)/Handhabung**  
sofort einsetzbar, einfach und intuitiv bedienbar auf Benutzerverhalten konfigurierbar

## INSTALLATION

Das **ACTILOG Bed Exit** wird einsatzbereit mit integrierter Batterie geliefert. Es muss vor Ort nur noch in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden.

## NUTZEN

- ✓ **Erhöhte Sicherheit**  
Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung
- ✓ **Freiräume erhalten/schaffen**  
Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik
- ✓ **Personal entlasten**  
Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge
- ✓ **Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt**  
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität
- ✓ **Kosten vermindern**  
keine baulichen Maßnahmen erforderlich

## FRAGEN VON KUNDEN

### Ist das ACTILOG Bed Exit ein Medizinprodukt?

Nein. Beim ACTILOG Bed Exit handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

### Kann das ACTILOG Bed Exit auch an Rufanlagen angeschlossen werden?

Ja, mit einem an Ihre Rufanlage angepassten Easywave Funkempfänger, welchen wir Ihnen gerne fertigen können. Nutzen Sie dazu das Formular für Rufanlagenanbindung auf unserer Homepage.

# GEMTEC

GEMTEC AG  
Am Möllenberg 1-2  
15713 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 9227-0  
E-Mail: [anfrage@wotancare.de](mailto:anfrage@wotancare.de)  
[www.wotancare.de](http://www.wotancare.de)