



# Sensormatte CareMat®

Die CareMat® ist eine druckempfindliche Sensormatte, die per Funk über einen Rufanlagenadapter, analog wie ein Ruftaster, an die Lichtrufanlage des Hauses angeschlossen wird. Sobald die pflegebedürftige Person das Bett verlässt und auf die CareMat® tritt, löst die Sensormatte einen Alarm über die Rufanlage aus. Das diensthabende Personal kann so zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach feststellen, wann und wo ein Mensch das Bett verlassen hat.

## EINSATZGEBIETE

Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen, Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege, Übergangs- & Langzeitpflege, Krankenhäuser und Kliniken, Psychiatrische Einrichtungen, Betreute Wohneinrichtungen, Häusliche Pflege (AAL), Hotels und Reiseveranstalter



## EIGENSCHAFTEN

- ✓ **verschiedene Ausführungen**  
Formen: eckig oder halbrund  
Farben: Caregelb oder Caregrau
- ✓ **robust und zuverlässig**  
robuster Aufbau und rutschfeste Oberfläche sorgen für die nötige Sicherheit
- ✓ **hygienisch**  
einfach zu reinigen, resistent gegen Körperflüssigkeiten
- ✓ **langlebig**  
wartungsfrei und leichte Installation
- ✓ **mobil**  
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten

## NUTZEN

- ✓ **Erhöhte Sicherheit**  
Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung
- ✓ **Freiräume erhalten/schaffen**  
Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik
- ✓ **Personal entlasten**  
Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge
- ✓ **Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt**  
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität
- ✓ **Kosten vermindern**  
keine baulichen Maßnahmen erforderlich

## PRODUKTVARIANTEN

**Caregrau** eckig (1100x700mm)

**Caregelb** eckig (1100x700mm)



**Caregrau** halbrund (1100x700mm)

**Caregelb** halbrund (1100x700mm)



**Caregrau** eckig (700x400mm)

**Caregelb** eckig (700x400mm)



## INSTALLATION

Die **CareMat®** wird einsatzbereit und mit integrierter Batterie geliefert.

Sie muss vor Ort nur noch in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden.



## FRAGEN VON KUNDEN

### Ist die CareMat® ein Medizinprodukt?

Nein. Bei der CareMat® handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

### Weshalb ist die CareMat® so schwer?

Die Kombination aus rutschfester Oberfläche, robustem Aufbau und einem Mindestgewicht (eckig 8,5kg / halbrund 6,2 kg) stellen sicher, dass die Matte nicht wegrutscht, wenn jemand auf sie tritt.

### Kann die CareMat® auch an ein Rufsystem angeschlossen werden?

Ja, mit einem an Ihre Rufanlage angepassten Funkempfänger, welchen wir Ihnen gerne fertigen können.

Nutzen Sie dazu das Formular für Rufanlagenanbindung auf unserer Homepage.

# GEMTEC

**GEMTEC AG**  
Am Möllenberg 1-2  
15713 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 9227-0  
E-Mail: [anfrage@wotancare.de](mailto:anfrage@wotancare.de)  
[www.wotancare.de](http://www.wotancare.de)